

KVS Zell-Leim

Reiner Carboxymethylcellulosekleister.

Anwendungsbereich:	<i>KVS Zell-Leim</i> eignet sich zum Verkleben von leichten bis schweren Papiertapeten, Rauhfasertapeten, Prägetapeten, Vinyltapeten und ähnlichen Wandbelägen.	
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	Carboxymethylcellulose
	Schüttgewicht:	ca. 0,6 g/cm ³
	pH-Wert:	7 - 8
	Löslichkeit:	in 30 Minuten gebrauchsfertig
	Verbrauch:	ca. 200 ml/m ²
Untergrundvorbehandlung:	<p>Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte, schlecht haftende Tapeten sowie Leimfarben mit <i>PUFAS Tapetenablöser</i> entfernen. Risse und Löcher mit <i>pufamur Super-Haftspachtel</i> oder <i>PUFAS Füllspachtel innen</i> ausbessern. Stark saugende, sandende und kreadende Untergründe sind fachgerecht vorzubehandeln. Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten mit <i>PUFAS Isolierspray</i> oder mit <i>PUFAS Isolierfarbe</i> behandelt werden. Bei stark durchscheinenden Tapeten und kontrastreichen Untergründen empfehlen wir einen Voranstrich mit <i>PUFAS Tapetengrund weiß</i>.</p> <p>Um einen späteren Tapetenwechsel zu erleichtern, ist es besonders bei abwaschbaren Tapeten empfehlenswert, den Untergrund mit <i>PUFAS Tapeten-Wechselgrund</i> zu beschichten.</p> <p>Grundsätzlich sollte bei kritischen Untergründen (z. B. schwach saugende Untergründe), mit Tapeten-Wechselgrund behandelte Flächen oder bei überstreichbaren Wandbelägen ein Zusatz von 20 % <i>KVS Latex-Bindemittel</i> erfolgen.</p> <p>200 g <i>KVS Zell-Leim</i> unter kräftigem Rühren in 4 l kaltes Wasser einstreuen und kurze Zeititerrühren. Nach 30 Minuten nochmals kräftig durchrühren.</p> <p><i>KVS Zell-Leim</i> mit dem Tapeziergerät oder mit der Bürste auf die Tapete auftragen, die Tapetenbahn zusammenlegen und nach ausreichender Weichzeit verkleben.</p> <p>Die Gebrauchsanweisungen der Tapeziergeräte- und Tapetenhersteller beachten.</p> <p>Kleisterreste mit einem feuchten Tuch entfernen.</p> <p>Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.</p>	
Lagerung:	Kühl und trocken lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!	
Artikel-Nr.:	024	
Gebindegrößen:	Papierbeutel	à 200 g
	Papiersack	à 7,5 kg
	Papiersack	à 25 kg